

E 484
Einsatz
zur Aufnahme diverser Utensilien.



- Drahtgeflecht 1,4 mm, Maschenweite 8 mm
- Ausrüstbar mit Halterungen: E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

EAN: 4002512398718 / Materialnummer: 05109190 / Alte Materialnummer: 69548401D

| | |
|--|-----------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin | • |
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von OP-Schuhen | • |
| Aufbereitung von Schüsseln | • |
| Aufbereitung von Nierenschalen | • |
| Aufbereitung von OP-Instrumenten | • |
| Aufbereitung von diversen Utensilien | • |
| Kapazität | |
| OP-Schuhe [Anzahl] | 16 |
| Schüsseln [Anzahl] | 4 |
| Nierenschalen [Anzahl] | 9 |
| Atemschutzmasken [Anzahl] | 9 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 150 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 470 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 480 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 560 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 180 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 540 |
| Nettogewicht in kg | 2,97 |
| Bruttogewicht in kg | 3,78 |