

E 485

Halterung

zur optimalen Aufnahme von 3 Nierenschalen.



EAN: 4002512398725 / Materialnummer: 05109210 / Alte Materialnummer: 69548501D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Kapazität	
Nierenschalen [Anzahl]	3
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	195
Aussenmass, Nettobreite in mm	80
Aussenmass, Nettotiefe in mm	464
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	70
Aussenmass, Bruttobreite in mm	280
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	0,41
Bruttogewicht in kg	0,56