

E 486

Halterung

zur optimalen Aufnahme von Schüsseln.



- Geeignet für die Aufnahme von 1 Schüsseln
- Die Halterung passt mehrfach in den Einsatz E 484

EAN: 4002512398732 / Materialnummer: 05109230 / Alte Materialnummer: 69548601D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Schüsseln	•
<b>Kapazität</b>	
Schüsseln [Anzahl]	1
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	275
Aussenmass, Nettobreite in mm	464
Aussenmass, Nettotiefe in mm	10
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	475
Aussenmass, Bruttobreite in mm	465
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	25
Nettogewicht in kg	0,21
Bruttogewicht in kg	0,43