

E 486
 Halterung
 zur optimalen Aufnahme von Schüsseln.



- Geeignet für die Aufnahme von 1 Schüsseln

EAN: 4002512398732 / Materialnummer: 05109230 / Alte Materialnummer: 69548601D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Schüsseln	•
Kapazität	
Schüsseln [Anzahl]	1
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	275
Aussenmass, Nettobreite in mm	464
Aussenmass, Nettotiefe in mm	10
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	475
Aussenmass, Bruttobreite in mm	465
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	25
Nettogewicht in kg	0,21
Bruttogewicht in kg	0,43