


E 487

Halterung

zur optimalen Aufnahme von 4 OP-Schuhen bis zu einer Höhe von 280 mm.



EAN: 4002512398749 / Materialnummer: 05109250 / Alte Materialnummer: 69548701D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für OP-Schuhe	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Kapazität	
OP-Schuhe [Anzahl]	4
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	280
Aussenmass, Nettobreite in mm	464
Aussenmass, Nettotiefe in mm	10
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	470
Aussenmass, Bruttobreite in mm	470
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	25
Nettogewicht in kg	0,37
Bruttogewicht in kg	0,52