


E 488

Halterung

zur optimalen Aufnahme von Atemschutzmasken.



- Geeignet für 3 Atemschutzmasken
- Die Halterung passt mehrfach in den Einsatz E 484

EAN: 4002512398756 / Materialnummer: 05109260 / Alte Materialnummer: 69548801D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Kapazität	
Atemschutzmasken [Anzahl]	3
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	31
Aussenmass, Nettobreite in mm	240
Aussenmass, Nettotiefe in mm	210
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	75
Aussenmass, Bruttobreite in mm	280
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	510
Nettogewicht in kg	0,27
Bruttogewicht in kg	0,39