

ADS 1

Silikonadapter

zur Aufnahme von Übertragungsinstrumenten bei Nutzung von AUF 1 oder AUF 2.



- Für Hand- und Winkelstücke/  
Turbinen mit Ø ca. 20 mm
- Weiss

EAN: 4002512427548 / Materialnummer: 05159530 / Alte Materialnummer: 68751301D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufnahme oder Adapter für Übertragungsinstrumente	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Silikon
Farbe	Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	21
Aussenmass, Nettobreite in mm	32
Aussenmass, Nettotiefe in mm	32
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	170
Aussenmass, Bruttobreite in mm	230
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	350
Durchmesser in mm	33
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02