

ADS 1

Silikonadapter

zur Aufnahme von Übertragungsinstrumenten bei Nutzung von AUF 1 oder AUF 2.



- Für Hand- und Winkelstücke/
Turbinen mit Ø ca. 20 mm
- Weiss

EAN: 4002512427548 / Materialnummer: 05159530 / Alte Materialnummer: 68751301D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Grossraum-Thermodesinfektoren, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Aufnahme oder Adapter für Übertragungsinstrumente	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Silikon
Farbe	Weiß
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	21
Aussenmass, Nettobreite in mm	32
Aussenmass, Nettotiefe in mm	32
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	170
Aussenmass, Bruttobreite in mm	230
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	350
Durchmesser in mm	33
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02