

ADS 3

Silikonadapter

zur Aufnahme von Übertragungsinstrumenten bei Nutzung von AUF 1 oder AUF 2.



- Für Hand- und Winkelstücke/
Turbinen mit Ø ca. 22 mm
- Rot

EAN: 4002512478236 / Materialnummer: 05159550 / Alte Materialnummer: 68751501D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Aufnahme oder Adapter für Übertragungsinstrumente	•
Produkteigenschaften	
Material	Silikon
Farbe	Rot
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	21
Aussenmass, Nettobreite in mm	32
Aussenmass, Nettotiefe in mm	32
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Durchmesser in mm	33
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02