

DOS 60/30

Dosierpumpe

zur Dosierung von flüssigen, neutralen/alkalischen Medien.



- Zur Dosierung von flüssigem Reiniger
- Zur Dosierung von chemischem Desinfektionsmittel
- Zum nachträglichen Einbau durch den Miele Kundendienst

EAN: 4002512417532 / Materialnummer: 05267420 / Alte Materialnummer: 69225003D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Förderrate in ml/60 Sek.	120
Länge der Sauglanze in mm	333
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	310
Aussenmass, Bruttobreite in mm	250
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	430
Nettogewicht in kg	1,70
Bruttogewicht in kg	1,95