


AUF 2

Aufnahme

zur optimalen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten im Oberkorb O 801/2.



- Bestehend aus: Dichtung, Gewindebuchse, Klammer
- Aufnahme-Unterteil, Aufnahme-Oberteil, 5 Filterplatten

EAN: 4002512427524 / Materialnummer: 05282470 / Alte Materialnummer: 68551701D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufnahme	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	118
Aussenmass, Bruttobreite in mm	122
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	305
Nettogewicht in kg	0,21
Bruttogewicht in kg	0,26
<b>Beipack</b>	
FP Filterplatte	•