

E 984

Einsatz

zur Aufnahme unterschiedlichster Utensilien.



- Mit verschiedenen Halterungen ausrüstbar

EAN: 4002512431323 / Materialnummer: 05337750 / Alte Materialnummer: 69598401D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	371
Aussenmass, Nettobreite in mm	150
Aussenmass, Nettotiefe in mm	572
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	390
Aussenmass, Bruttobreite in mm	160
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	590
Nettogewicht in kg	2,95
Bruttogewicht in kg	3,30