

E 985

Halterung

zur optimalen Aufnahme von 2 Nierenschalen.



- Zur Verwendung in Einsatz E 984

EAN: 4002512431330 / Materialnummer: 05337760 / Alte Materialnummer: 69598501D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8528	•
Produktkategorie	
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Kapazität	
Nierenschalen [Anzahl]	2
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	70
Aussenmass, Bruttobreite in mm	280
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	0,23
Bruttogewicht in kg	0,43