

E 986

Halterung

zur optimalen Aufnahme von 5 Schüsseln.



- Zur Verwendung in Einsatz E 984

EAN: 4002512431347 / Materialnummer: 05337770 / Alte Materialnummer: 69598601D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Schüsseln	•
Kapazität	
Schüsseln [Anzahl]	1
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	25
Aussenmass, Bruttobreite in mm	330
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	435
Nettogewicht in kg	0,19
Bruttogewicht in kg	0,36