

E 520
Einsatz
zur optimalen Aufnahme von Wurzelkanalinstrumenten.



- Geeignet für 18 Wurzelkanalinstrumente
- Klappbar
- Dampfsterilisierbar bei 121 °C / 134 °C

EAN: 4002512472524 / Materialnummer: 05409080 / Alte Materialnummer: 68552001D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Kapazität	
Wurzelkanalinstrumente [Anzahl]	17
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	45
Aussenmass, Nettobreite in mm	75
Aussenmass, Nettotiefe in mm	30
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	80
Aussenmass, Bruttobreite in mm	95
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	110
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,10