


E 747

Modul

zur optimalen Aufnahme von z. B. Zentrifugenröhrchen, Vials und Reagenzgläsern.

EAN: 4002512591218 / Materialnummer: 05464630 / Alte Materialnummer: 69574701D



- 104 Düsen für Zentrifugenröhrchen, Vials, Reagenzgläser etc.
- 104 Düsen 2,5 x 110 mm

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	104
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	168
Aussenmass, Nettobreite in mm	492
Aussenmass, Nettotiefe in mm	496
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	650
Aussenmass, Bruttobreite in mm	660
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	810
Nettogewicht in kg	38,00
Bruttogewicht in kg	44,00