


E 523

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 6 Siebtrays.



- Ausgestattet mit 7 Halterungen (6 Fächer), H 145, Abstand 50 mm

EAN: 4002513199116 / Materialnummer: 05649700 / Alte Materialnummer: 69552301D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Einsatz für Trays/Tabletts	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	6
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	151
Aussenmass, Nettobreite in mm	220
Aussenmass, Nettotiefe in mm	450
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	195
Aussenmass, Bruttobreite in mm	240
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	495
Nettogewicht in kg	1,40
Bruttogewicht in kg	1,65