

E 801/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 8 Mundspügläsern.

EAN: 4002513220650 / Materialnummer: 05673820 / Alte Materialnummer: 68580102D



- Geeignet für 8 Mundspügläser, max. Ø 75 mm
- Rilsaniert

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Mundspügläser [Anzahl]	8
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	155
Aussenmass, Nettobreite in mm	200
Aussenmass, Nettotiefe in mm	320
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	270
Aussenmass, Bruttobreite in mm	510
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	1,00
Bruttogewicht in kg	1,50