

E 477
Anschläge
für Microinstrumentarium.



- Einsetzbar in Sieben mit 5 mm Maschenweite
- 20 Stück pro Beutel

EAN: 4002513239119 / Materialnummer: 05692390 / Alte Materialnummer: 69747701D

| | |
|--|------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin | • |
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Produktkategorie | |
| Sonstiges Zubehör | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Grau |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von MIC-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 0 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 0 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 0 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 12 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 80 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 120 |
| Nettogewicht in kg | 0,03 |
| Bruttogewicht in kg | 0,04 |