


E 470

Injektordüse

für den Einsatz in Injektorwagen, Ø 2,5 x 90 mm.

EAN: 4002513248814 / Materialnummer: 05701580 / Alte Materialnummer: 69547001D



- Geeignet für Injektorwagen, schraubbar
- Geeignet für z. B. Flaschen, Erlenmeyerkolben und Rundkolben

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert, Edelstahl
Farbe	Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	90
Aussenmass, Nettobreite in mm	3
Aussenmass, Nettotiefe in mm	3
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	100
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	150
Durchmesser in mm	3
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,03