

E 908/1

Einsatz

zur Aufnahme von zerlegbarem MIC-Instrumentarium/Arbeitseinlagen oder Optiken.



- Maschenweite 8 x 1 mm (Boden),
Seiten geschlossen
- Inneneinteilung individuell verstellbar
mit 4 Stegen
- Haken zum Einhängen in E 906/1

EAN: 4002513252286 / Materialnummer: 05704010 / Alte Materialnummer: 69590802D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8536	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für MIC-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	130
Aussenmass, Nettobreite in mm	460
Aussenmass, Nettotiefe in mm	36
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	150
Aussenmass, Bruttobreite in mm	505
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	100
Nettogewicht in kg	0,68
Bruttogewicht in kg	0,85