

ML/2

Magnetleiste

für die automatische Wagenerkennung/Sprüharmüberwachung.



- ML/2 ist Voraussetzung zur Nutzung der Sprüharmüberwachung
- 5 Magnete, variabel kombinierbar
- 15 mögliche Kombinationen

EAN: 4002513274158 / Materialnummer: 05723270 / Alte Materialnummer: 69745703D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	9
Aussenmass, Nettobreite in mm	25
Aussenmass, Nettotiefe in mm	275
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	95
Aussenmass, Bruttobreite in mm	205
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	315
Nettogewicht in kg	0,17
Bruttogewicht in kg	0,32