

DOS G 10

Dosiermodul für 5-10 l-Kanister

zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Leerstandanzeige.



- Zur Dosierung von Klarspüler
- 10 mm Sauglanze für 5-10 l-Kanister
- Umbausatz Sauglanze 10-30 l-Kanister via Kundendienst erhältlich
- Dosierung bis zu 10 ml/60 Sekunden

EAN: 4002513283259 / Materialnummer: 05729360 / Alte Materialnummer: 69747006D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Standard Netzanschlussleitung	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50-60
Gesamtanschluss in kW	0,02
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	118
Aussenmass, Nettobreite in mm	235
Aussenmass, Nettotiefe in mm	115
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	310
Aussenmass, Bruttobreite in mm	420
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	2,42
Bruttogewicht in kg	2,81