

DE-CS7-78

Gerätedeckel

zur oberen Abdeckung der Maschine, 70 cm tief, 90 cm breit.



EAN: 4002513297560 / Materialnummer: 05744740 / Alte Materialnummer: 69216009D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
Produktkategorie	
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Netzanschlussleitung	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	900
Aussenmass, Nettotiefe in mm	700
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	50
Aussenmass, Bruttobreite in mm	820
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1010
Nettogewicht in kg	6,80
Bruttogewicht in kg	8,60