


A 19

Deckel

zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- Lochblech 7 x 7 x 3 mm
- Geeignet für den Einsatz E 969

EAN: 4002513298758 / Materialnummer: 05746210 / Alte Materialnummer: 69796901D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	18
Aussenmass, Nettobreite in mm	251
Aussenmass, Nettotiefe in mm	351
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	70
Aussenmass, Bruttobreite in mm	275
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	515
Nettogewicht in kg	0,55
Bruttogewicht in kg	0,70