

E 131/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 5 Sieb- und Nierenschalen.



- Geeignet für 5 Sieb- oder Nierenschalen
- Ausgestattet mit 6 Halterungen, Höhe: 160 mm mm, Abstand: 80 mm mm

EAN: 4002513317336 / Materialnummer: 05771030 / Alte Materialnummer: 69513102D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für Siebschale	•
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	80
Strebenhöhe in mm	160
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
Nierenschalen [Anzahl]	5
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	168
Aussenmass, Nettobreite in mm	180
Aussenmass, Nettotiefe in mm	495
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	185
Aussenmass, Bruttobreite in mm	200
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	0,61
Bruttogewicht in kg	0,90