

E 131/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 5 Sieb- und Nierenschalen.



- Geeignet für 5 Sieb- oder Nierenschalen
- Ausgestattet mit 6 Halterungen, Höhe: 160 mm mm, Abstand: 80 mm mm

EAN: 4002513317336 / Materialnummer: 05771030 / Alte Materialnummer: 69513102D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Siebschale	•
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	80
Strebenhöhe in mm	160
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Kapazität</b>	
Nierenschalen [Anzahl]	5
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	168
Aussenmass, Nettobreite in mm	180
Aussenmass, Nettotiefe in mm	495
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	185
Aussenmass, Bruttobreite in mm	200
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	0,61
Bruttogewicht in kg	0,90