

E 492

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Nierenschalen.



- Ausgestattet mit 9 Halterungen, Höhe 86 mm mm, Abstand 49 mm mm
- Einsetzbar im Unterkorb

EAN: 4002513317343 / Materialnummer: 05771140 / Alte Materialnummer: 69549201D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	49
Strebenhöhe in mm	86
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Kapazität	
Nierenschalen [Anzahl]	9
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	120
Aussenmass, Nettobreite in mm	256
Aussenmass, Nettotiefe in mm	474
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	125
Aussenmass, Bruttobreite in mm	320
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	1,06
Bruttogewicht in kg	1,31