


E 965

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern 250 - 600 ml.



- Ausgestattet mit 15 x 3 Haltestäben für Bechergläser 250 – 600 ml

EAN: 4002513369229 / Materialnummer: 05848290 / Alte Materialnummer: 69596501D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Bechergläser [Anzahl]	98
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	173
Aussenmass, Nettobreite in mm	357
Aussenmass, Nettotiefe in mm	522
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	280
Aussenmass, Bruttobreite in mm	540
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	2,07
Bruttogewicht in kg	2,86