


E 963

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern bis 250 ml.



- Ausgestattet mit 33 x 3 Haltestäben für Bechergläser bis 250 ml

EAN: 4002513369236 / Materialnummer: 05848300 /
Alte Materialnummer: 69596301D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Bechergläser [Anzahl]	98
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	155
Aussenmass, Nettobreite in mm	357
Aussenmass, Nettotiefe in mm	522
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	285
Aussenmass, Bruttobreite in mm	550
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	1,58
Bruttogewicht in kg	1,70