


E 960/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Weithals-Erlenmeyerkolben.



- Ausgestattet mit 20 grossen und 26 kleinen Federhaken
- Geeignet für Weithals-Erlenmeyerkolben und Messzylinder

EAN: 4002513400953 / Materialnummer: 05892360 / Alte Materialnummer: 69596002D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	46
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	185
Aussenmass, Nettobreite in mm	357
Aussenmass, Nettotiefe in mm	522
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	280
Aussenmass, Bruttobreite in mm	530
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	0,80
Bruttogewicht in kg	0,90