


O 177/1

Oberkorb

zur optimalen Reinigung mit 26 Düsen und Aufnahme von diversen Einsätzen.



- Rechte Seite zur Aufnahme von diversen Einsätzen
- Linke Seite mit 26 Düsen und 7 Trichtern lose beigelegt
- Ausgestattet mit höhenverstellbarem Haltegitter
- Bestückungshöhe 230/205 mm
- Höhenverstellbar: – 20 / – 40 mm

EAN: 4002513412413 / Materialnummer: 05913050 / Alte Materialnummer: 69117702D

| | |
|--|-----------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Thermodesinfektoren | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Produktkategorie | |
| Lafette/Korbträger | • |
| Oberkorb | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von HNO-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | • |
| Kapazität | |
| Übertragungsinstrumente [Anzahl] | 11 |
| Hohlkörperinstrumente [Anzahl] | 22 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 263 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 498 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 455 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 280 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 545 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 560 |
| Nettogewicht in kg | 3,70 |
| Bruttogewicht in kg | 4,52 |