

FP 20

Filterplatte

für die Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken bei Verwendung von AUF 1/AUF 2.

EAN: 4002513505498 / Materialnummer: 06059480 / Alte Materialnummer: 69751201D



- Zur Vermeidung von Blockagen durch Kleinstpartikel
- Porosität 2
- 20 Filterplatten pro Verpackungseinheit

| Produktzugehörigkeit | |
|--|------|
| Thermodesinfektoren | • |
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Produkteigenschaften | |
| Farbe | Weiß |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 30 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 100 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 125 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 28 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 125 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 167 |
| Durchmesser in mm | 30 |
| Nettogewicht in kg | 0,06 |
| Bruttogewicht in kg | 0,10 |