

FP 20

Filterplatte

für die Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken bei Verwendung von AUF 1/AUF 2.



- Zur Vermeidung von Blockagen durch Kleinstpartikel
- Porosität 2
- 20 Filterplatten pro Verpackungseinheit

EAN: 4002513505498 / Materialnummer: 06059480 / Alte Materialnummer: 69751201D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produkteigenschaften	
Farbe	Weiß
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	30
Aussenmass, Nettobreite in mm	100
Aussenmass, Nettotiefe in mm	125
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	28
Aussenmass, Bruttobreite in mm	125
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	167
Durchmesser in mm	30
Nettogewicht in kg	0,06
Bruttogewicht in kg	0,10