

TK/1

Test-Kit

zur Reinigungskontrolle chirurgischer Instrumente durch Proteinbestimmung.



**Image
in progress**

- Inhalt für 48 Kontrollen
- Ausgestattet mit Kodierstreifen für Reflektometer*
- Test-Kit TK/1 ist via Kundendienst erhältlich.

* Das Reflektometer ist nicht im Lieferumfang enthalten.

EAN: 4002513664706 / Materialnummer: 06157330 / Alte Materialnummer: 69910004D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Indikator/Test	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Nettogewicht in kg	0,59
Bruttogewicht in kg	0,97