


E 745/1

Modul

zur optimalen Aufnahme von bis zu 104 Pipetten.



- Geeignet für 104 Pipetten bis 540 mm
- Halterahmen Fächergrösse 16 x 16 mm

EAN: 4002513735406 / Materialnummer: 06233580 / Alte Materialnummer: 69574502D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	104
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	288
Aussenmass, Nettobreite in mm	492
Aussenmass, Nettotiefe in mm	496
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	415
Aussenmass, Bruttobreite in mm	530
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	590
Nettogewicht in kg	24,60
Bruttogewicht in kg	25,00