

MF/3

Transportwagen

zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten.

EAN: 4002513771114 / Materialnummer: 06392900 / Alte Materialnummer: 69200107D



- Für ein einfaches Handling der Instrumentenwagen
- Per Fussdruck zu bedienende Hubtechnik
- Ausgestattet mit 2 feststellbaren Laufrollen
- Einfahrtshöhe 751 mm, +/- 100 mm

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-----------|
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| Produktkategorie | |
| Aufbewahrungs-/Transportsystem | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0-0 |
| Frequenz in Hz | 0-0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00-0,00 |
| Absicherung in A | 0-0 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 1182 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 660 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 807 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 430 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 800 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 1200 |
| Nettogewicht in kg | 34,20 |
| Bruttogewicht in kg | 52,40 |