

MF/3

Transportwagen

zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten.

EAN: 4002513771114 / Materialnummer: 06392900 / Alte Materialnummer: 69200107D



- Für ein einfaches Handling der Instrumentenwagen
- Per Fussdruck zu bedienende Hubtechnik
- Ausgestattet mit 2 feststellbaren Laufrollen
- Einfahrtshöhe 751 mm, +/- 100 mm

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1182
Aussenmass, Nettobreite in mm	660
Aussenmass, Nettotiefe in mm	807
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	430
Aussenmass, Bruttobreite in mm	800
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	34,20
Bruttogewicht in kg	52,40