


U 175/1

Unterkorb

zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas.



- Ausgestattet mit 33 Injektordüsen
- Bestückungshöhe: 170 mm mm*
- Nur in Verbindung mit Oberkorb O 175 / O 187 / O 184 einsetzbar

* Abhängig vom Laborglas kann die max. Bestückungshöhe kleiner sein.

EAN: 4002513805543 / Materialnummer: 06439170 / Alte Materialnummer: 69117503D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8536	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maximale Bestückungshöhe in mm	170
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	33
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	250
Aussenmass, Nettobreite in mm	475
Aussenmass, Nettotiefe in mm	531
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	270
Aussenmass, Bruttobreite in mm	525
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	6,40
Bruttogewicht in kg	7,65
Beipack	
E 351 Injektordüse Ø 4 mm, Länge 160 mm [Anzahl]	33
E 353 Arretierung für Injektordüse E 351 [Anzahl]	33
Ausspüldüse für Pulverdosiengerät [Anzahl]	1