


U 184/1

Unterkorb

zur optimalen Aufnahme von Zentrifugenröhrchen, Vials und Reagenzgläsern.



- Ausgestattet mit 96 Injektordüsen
- Nur in Verbindung mit Oberkorb O 175 / O 187 / O 184 einsetzbar
- Bestückungshöhe: ca. 170 mm

EAN: 4002513805659 / Materialnummer: 06439180 / Alte Materialnummer: 69118403D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8536	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Maximale Bestückungshöhe in mm	170
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	96
Vials [Anzahl]	96
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	250
Aussenmass, Nettobreite in mm	515
Aussenmass, Nettotiefe in mm	531
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	270
Aussenmass, Bruttobreite in mm	525
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	5,00
Bruttogewicht in kg	6,00
Beipack	
ID 90, Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 90 mm [Anzahl]	96