

E 427

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 6 Laryngoskopen.



- Geeignet für 6 Laryngoskope

EAN: 4002513808209 / Materialnummer: 06442120 / Alte Materialnummer: 69542701D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Anästhesie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	92
Aussenmass, Nettobreite in mm	210
Aussenmass, Nettotiefe in mm	134
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	164
Aussenmass, Bruttobreite in mm	245
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,90
Bruttogewicht in kg	1,00