


U 874/1

Unterkorb

zur optimalen Aufnahme von diversen Einsätzen und Siebschalen.



- Bestückungshöhe kann bei verschiedenen Oberkörbe variieren
- Haltevorrichtung für Magnetleiste ML/2 zur autom. Wagenerkennung

EAN: 4002513808919 / Materialnummer: 06442940 / Alte Materialnummer: 69187403D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	50
Aussenmass, Nettobreite in mm	531
Aussenmass, Nettotiefe in mm	515
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	100
Aussenmass, Bruttobreite in mm	530
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	545
Nettogewicht in kg	2,10
Bruttogewicht in kg	2,97