

E 479

Aufnahme

für Microinstrumentarium mit bis zu 4 mm Ø.



- Einsetzbar in Sieben mit 5 mm Maschenweite
- 50 Stück pro Beutel

EAN: 4002513918175 / Materialnummer: 06553750 / Alte Materialnummer: 69747901D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Aufnahme	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Transparent
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	5
Aussenmass, Nettobreite in mm	21
Aussenmass, Nettotiefe in mm	21
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	95
Aussenmass, Bruttobreite in mm	110
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	80
Nettogewicht in kg	0,19
Bruttogewicht in kg	0,23