

E 494
Einsatz
zur losen Aufnahme von 5 Mikrotiterplatten.



EAN: 4002513926064 / Materialnummer: 06570920 / Alte Materialnummer: 69549401D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Kapazität	
Mikrotiterplatten [Anzahl]	5
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	35
Aussenmass, Nettobreite in mm	205
Aussenmass, Nettotiefe in mm	440
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	100
Aussenmass, Bruttobreite in mm	265
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	180
Nettogewicht in kg	0,85
Bruttogewicht in kg	1,00