

MAV 25/26

Aufsatzverkleidung

zur Verkleidung des Dampfkondensators inkl. Servicetür, für G 7825/26.



EAN: 4002513941623 / Materialnummer: 06600590 / Alte Materialnummer: 69210008D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	430
Aussenmass, Nettobreite in mm	900
Aussenmass, Nettotiefe in mm	750
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	120
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1160
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	845
Nettogewicht in kg	33,00
Bruttogewicht in kg	38,00