


A 11/1
Einsatz

zur schonenden Reinigung empfindlichen Spülguts durch Brechung des Sprühstrahls.

EAN: 4002513975680 / Materialnummer: 06629660 / Alte Materialnummer: 69501102D



- Mit Ausstanzungen 7 x 7 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb
- Empfohlene Verwendung in PG8536

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Unterlegrahmen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1
Aussenmass, Nettobreite in mm	433
Aussenmass, Nettotiefe in mm	433
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	16
Aussenmass, Bruttobreite in mm	470
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	470
Nettogewicht in kg	0,80
Bruttogewicht in kg	1,00