


A 11/1  
Einsatz

zur schonenden Reinigung empfindlichen Spülguts durch Brechung des Sprühstrahls.

EAN: 4002513975680 / Materialnummer: 06629660 / Alte Materialnummer: 69501102D



- Mit Ausstanzungen 7 x 7 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb
- Empfohlene Verwendung in PG8536

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                |           |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | •         |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                 |           |
| PG 8535                                    | •         |
| PG 8536                                    | •         |
| PG 8583                                    | •         |
| PG 8583 CD                                 | •         |
| PG 8593                                    | •         |
| <b>Produktkategorie</b>                    |           |
| Unterlegrahmen                             | •         |
| <b>Produkteigenschaften</b>                |           |
| Material                                   | Edelstahl |
| Farbe                                      | Edelstahl |
| <b>Anwendungsbereich</b>                   |           |
| Aufbereitung von Laborglas                 | •         |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>           |           |
| Phasenanzahl                               | 0         |
| Spannung in V                              | 0         |
| Frequenz in Hz                             | 0         |
| Gesamtanschluss in kW                      | 0,00      |
| Absicherung in A                           | 0         |
| <b>Masse und Gewicht</b>                   |           |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm                | 1         |
| Aussenmass, Nettobreite in mm              | 433       |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm               | 433       |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm               | 16        |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm             | 470       |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm              | 470       |
| Nettogewicht in kg                         | 0,80      |
| Bruttogewicht in kg                        | 1,00      |