

E 430/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diversem Instrumentarium.



- Bestehend aus Drahtgeflecht mit 5 mm Maschenweite

EAN: 4002513984422 / Materialnummer: 06643200 / Alte Materialnummer: 69743003D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Siebschale	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	40
Aussenmass, Nettobreite in mm	150
Aussenmass, Nettotiefe in mm	445
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	100
Aussenmass, Bruttobreite in mm	160
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	0,36
Bruttogewicht in kg	0,48