


E 522/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 9 Abdrucklöffeln.



- Ausgestattet mit 9 Halterungen

EAN: 4002514072722 / Materialnummer: 06697010 / Alte Materialnummer: 68552202D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Abdrucklöffel [Anzahl]	9
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	140
Aussenmass, Nettobreite in mm	100
Aussenmass, Nettotiefe in mm	190
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	170
Aussenmass, Bruttobreite in mm	245
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	0,26
Bruttogewicht in kg	0,36