


U 874/2

Unterkorb

zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen und Miele Einsätzen.

EAN: 4002514110967 / Materialnummer: 06756110 / Alte Materialnummer: 69187404D



- Bestückungshöhe kann bei verschiedenen Oberkörbe variieren

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Lafette/Korbträger	•
Unterkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	50
Aussenmass, Nettobreite in mm	534
Aussenmass, Nettotiefe in mm	515
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	125
Aussenmass, Bruttobreite in mm	555
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	555
Nettogewicht in kg	2,50
Bruttogewicht in kg	3,00